














L000187

Instrumentarium zur Entfernung von Expert™ TN, LFN, R/AFN und HAN

Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01 Tray 01						
1	03.010.008	Eröffnungsinstrument für Tibianagel, Ø 12.0 mm, Länge 350 mm		1	ST	B01T01
2	03.010.056	Kombihammer 700 g, aufsteckbar, zu Nr. 357.220		1	ST	B01T01
3	03.010.107	Schraubenzieher Stardrive®, T25, Länge 330 mm		1	ST	B01T01
4	03.010.110	Schraubenzieher Stardrive®, T40, durchbohrt, Länge 300 mm		1	ST	B01T01
5	357.220	Führungsstange, zu Nr. 357.250		1	ST	B01T01
6	357.399	Führungsdraht Ø 3.2 mm, Länge 400 mm		2	ST	B01T01
7		Deckel für Sieb 480 x 250 mm		1	ST	B01T01
8		Siebschale		1	ST	B01T01
Box01/01 Tray 02						
9		Einsatz zu Siebschale G1407017		1	ST	B01T02
10	357.360	Extraktionsschraube für UFN/CFN und Spiralklinge		1	ST	B01T02
11	321.170	Stiftschlüssel Ø 4.5 mm, Länge 120 mm		1	ST	B01T02
12	321.160	Ringgabelschlüssel Ø 11.0 mm		1	ST	B01T02
13	03.010.000	Extraktionsschraube, für Tibia- und Femurnägel		2	ST	B01T02

L000187

Instrumentarium zur Entfernung von Expert™ TN, LFN, R/AFN und HAN


B01T01



L000187

Instrumentarium zur Entfernung von Expert™ TN, LFN, R/AFN und HAN

B01T02



*****End of document*****