

L01.008.006

Standardinstrumente für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, in Vario Case™

Box01/02


Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/02 Module 01					
1	04.013.042	Spiralklinge für Expert™ Retrograden Femurnagel, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01M01
2	04.013.043	Spiralklinge für Expert™ Retrograden Femurnagel, Länge 55 mm, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01M01
3	04.013.044	Spiralklinge für Expert™ Retrograden Femurnagel, Länge 60 mm, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01M01
4	04.013.045	Spiralklinge für Expert™ Retrograden Femurnagel, Länge 65 mm, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01M01
5	04.013.046	Spiralklinge für Expert™ Retrograden Femurnagel, Länge 70 mm, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01M01
6	04.013.047	Spiralklinge für Expert™ Retrograden Femurnagel, Länge 75 mm, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01M01
7	04.013.048	Spiralklinge für Expert™ Retrograden Femurnagel, Länge 80 mm, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01M01
8	04.013.049	Spiralklinge für Expert™ Retrograden Femurnagel, Länge 85 mm, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01M01
9	04.013.050	Spiralklinge für Expert™ Retrograden Femurnagel, Länge 90 mm, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01M01
10	04.013.051	Spiralklinge für Expert™ Retrograden Femurnagel, Länge 95 mm, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01M01
11	04.013.052	Spiralklinge für Expert™ Retrograden Femurnagel, Länge 100 mm, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01M01
12	Modul-Nr. 68.003.010.03 (68.003.010.02 SAP Art.-Nr.)	Modul für Spiralklinge für Expert™ R/AFN und HAN, in Vario Case™, zu Nr. 68.003.010	1	ST	B01M01
12	68.003.010.04	Deckel zu Modul 68.003.010.03	1	ST	B01M01
Box01/03 Screw rack 01					
13	04.005.516	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 26 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
14	04.005.518	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 28 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
15	04.005.520	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 30 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
16	04.005.522	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 32 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
17	04.005.524	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 34 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
18	04.005.526	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 36 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
19	04.005.528	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 38 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
20	04.005.530	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 40 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
21	04.005.532	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 42 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
22	04.005.534	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 44 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
23	04.005.536	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 46 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01



L01.008.006

Standardinstrumente für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, in Vario Case™

24	04.005.538	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 48 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
25	04.005.540	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 50 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
26	04.005.542	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 52 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
27	04.005.544	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 54 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
28	04.005.546	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 56 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
29	04.005.548	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 58 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
30	04.005.550	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 60 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
31	04.005.552	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 62 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
32	04.005.554	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 64 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	2	ST	B01S01
33	04.005.556	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 66 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
34	04.005.558	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 68 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
35	04.005.560	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 70 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
36	04.005.562	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 72 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
37	04.005.564	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 74 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
38	04.005.566	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 76 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
39	04.005.568	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 78 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
40	04.005.570	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 80 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
41	04.005.575	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 85 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
42	04.005.580	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 90 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
43	04.005.585	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 95 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
44	04.005.590	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 5.0 mm, Länge 100 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), hellgrün	1	ST	B01S01
45	68.003.010.05	Rechen für Verriegelungsschrauben Stardrive® 5.0 mm, zu Vario Case™ Nr. 68.003.010	1	ST	B01S01




L01.008.006

Standardinstrumente für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, in Vario Case™

Box01/02

Screw rack 02


46	04.005.640	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 50 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	1	ST	B01S02
47	04.005.642	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 52 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	1	ST	B01S02
48	04.005.644	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 54 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	1	ST	B01S02
49	04.005.646	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 56 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	1	ST	B01S02
50	04.005.648	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 58 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	1	ST	B01S02
51	04.005.650	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 60 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	2	ST	B01S02
52	04.005.654	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 64 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	2	ST	B01S02
53	04.005.658	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 68 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	2	ST	B01S02
54	04.005.662	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 72 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	2	ST	B01S02
55	04.005.666	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 76 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	2	ST	B01S02
56	04.005.670	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 80 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	2	ST	B01S02
57	04.005.675	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 85 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	2	ST	B01S02
58	04.005.680	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 90 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	2	ST	B01S02
59	04.005.685	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 6.0 mm, Länge 95 mm, für Marknägel, Titanlegierung (TAN), blau-grün	2	ST	B01S02
60	68.003.010.06	Rechen für Verriegelungsschrauben Stardrive® 6.0 mm, zu Vario Case™ Nr. 68.003.010	1	ST	B01S02



Box01/02

Tray 01

61	03.111.012	Handstück, lang, mit Schnellkupplung	1	ST	B01T01
62	03.111.014	Knorpelentferner, für Fuss	1	ST	B01T01
63	03.111.015	Meissel, für Fuss, gerade, schmal, Breite 10 mm, Länge 124 mm	1	ST	B01T01
64	03.111.016	Meissel, für Fuss, gerade, breit, Breite 15 mm, Länge 124 mm	1	ST	B01T01
65	03.111.017	Meissel, für Fuss, 20° gebogen, schmal, Breite 10 mm, Länge 124 mm	1	ST	B01T01
66	03.111.018	Meissel, für Fuss, 20° gebogen, breit, Breite 15 mm, Länge 124 mm	1	ST	B01T01
67	03.111.019	Meissel, für Fuss, gewölbt, schmal, Breite 10 mm, Länge 124 mm	1	ST	B01T01
68	68.003.010	Vario Case™ Für Verriegelungsimplantate, für Expert™ LFN, R/AFN und HAN	1	ST	B01T01
69	68.111.475	Modul für Meissel, für orthopädische Fuss-Instrumente, ohne Deckel, ohne Inhalt	2	ST	B01T01



L01.008.006

















Standardinstrumente für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, in Vario Case™

70 689.507 Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™

























1 ST B01T01

Box02/02

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box02/02		Tray 01				
71	03.008.011	Spiralklingen-Einschlaginstrument für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel		1	ST	B02T01
72	03.010.081	Gewebeschutzhülse 15.0/13.0, für Spiralklingenverriegelung, gelb		1	ST	B02T01
73	03.010.082	Bohrbüchse 13.0/3.2, zu Nr. 03.010.081, gelb		1	ST	B02T01
74	03.010.083	Messgerät für Spiralklingen		1	ST	B02T01
75	03.010.108	Schraubenzieher Stardrive®, T25, Länge 380 mm		1	ST	B02T01
76	03.010.109	Schraubenzieher Stardrive®, T25, Länge 280 mm, für Schnellkupplung		1	ST	B02T01
77	03.010.112	Haltehülse, mit Verschlussmechanismus		1	ST	B02T01
78	357.220	Führungsstange, zu Nr. 357.250		1	ST	B02T01
79	357.340	Verbindungsschraube für Spiralklinge für UFN/CFN, zu Nr. 357.310		1	ST	B02T01
80	357.360	Extraktionsschraube für UFN/CFN und Spiralklinge		1	ST	B02T01
81	68.008.001	Vario Case™ für Instrumentarium, für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, ohne Deckel, ohne Inhalt		1	ST	B02T01
82	689.530	Stahldeckel, extragross, für Vario Case™		1	ST	B02T01
Box02/02		Tray 02				
83	03.008.002	Gewebeschutzhülse 18.0/8.0, Länge 188 mm		1	ST	B02T02
84	03.008.004	Führungsstift mit Gewinde, zu Nr. 04.008.003		1	ST	B02T02
85	03.008.008	Spiralbohrer Ø 5.0 mm, kalibriert, Länge 356 mm, 3-lippig, für Schnellkupplung, zu Nr. 03.010.066		1	ST	B02T02
86	03.008.009	Zielbügelauflauf für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, zu Nr. 03.008.007		1	ST	B02T02





L01.008.006

Standardinstrumente für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, in Vario Case™

87	03.008.010	Zielbügeladapter für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, zu Nr. 03.008.009		1	ST	B02T02
88	03.010.040	Pfriem Ø 12.0 mm, durchbohrt		1	ST	B02T02
89	03.010.061	Spiralbohrer Ø 4.2 mm, kalibriert, Länge 340 mm, 3-lippig, für Schnellkupplung, zu Nr. 03.010.065		1	ST	B02T02
90	03.010.063	Gewebeschutzhülse 12.0/8.0, Länge 188 mm		1	ST	B02T02
91	03.010.064	Bohrbüchse 8.0/3.2, zu Nr. 03.010.063		1	ST	B02T02
92	03.010.065	Bohrbüchse 8.0/4.2, zu Nr. 03.010.063		1	ST	B02T02
93	03.010.066	Bohrbüchse 8.0/5.0, zu Nr. 03.010.063		1	ST	B02T02
94	03.010.069	Trokar Ø 3.2 mm, zu Nr. 03.010.064		1	ST	B02T02
95	03.010.070	Trokar Ø 4.2 mm, zu Nr. 03.010.065		1	ST	B02T02
96	03.010.071	Trokar Ø 5.0 mm, zu Nr. 03.010.066		1	ST	B02T02
97	03.010.072	Tiefenmessgerät für Verriegelungsschrauben, Messbereich bis 110 mm, zu Nr. 03.010.063		1	ST	B02T02
98	321.160	Ringgabelschlüssel Ø 11.0 mm		1	ST	B02T02
Box02/02	Tray 03					
99	03.008.001	Messlehre für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel		1	ST	B02T03
100	03.008.005	Verbindungsstück für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, zu Nr. 03.008.007		1	ST	B02T03
101	03.008.007	Zielbügel für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel		1	ST	B02T03
102	03.010.056	Kombihammer 700 g, aufsteckbar, zu Nr. 357.220		1	ST	B02T03
103	03.010.092	Sechskantschraubenzieher mit Kugelkopf Ø 8.0 mm		1	ST	B02T03
104	03.010.115	Führungsdraht Ø 3.2 mm, Länge 290 mm		5	ST	B02T03
105	03.010.146	Verbindungsschraube, durchbohrt, mit internem M6x1-Gewinde		2	ST	B02T03
106	321.170	Stiftschlüssel Ø 4.5 mm, Länge 120 mm		1	ST	B02T03
107	351.270	Spiralbohrer Ø 13.0 mm, durchbohrt, Länge 290 mm, 3-lippig, für Schnellkupplung Nr. 511.760		1	ST	B02T03
108	357.127	Gewebeschutzhülse 13.0, für retrograden Zugang		1	ST	B02T03

L01.008.006

Standardinstrumente für Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, in Vario Case™

109	357.128	Bohrbüchse 13.0/3.2, mit Trokarspitze, für retrograden Zugang, zu Nr. 357.127		1	ST	B02T03
110	357.398	Sechskantschaft Ø 8.0 mm, durchbohrt, kurz, Länge 125 mm		1	ST	B02T03
111	357.399	Führungsdraht Ø 3.2 mm, Länge 400 mm		5	ST	B02T03
112	393.100	Universalbohrfutter mit T-Griff		1	ST	B02T03

L01.008.006


**Standardinstrumente für
Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, in Vario Case™**


B01M01



B01S01



L01.008.006**Standardinstrumente für
Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, in Vario Case™****B01S02****B01T01**

L01.008.006**Standardinstrumente für
Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, in Vario Case™****B02T01****B02T02**

L01.008.006**Standardinstrumente für
Expert™ Rückfuss-Arthrodesennagel, in Vario Case™****B02T03*******End of document*****