

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental ServiceIm Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

www.depuysynthes.com

**L01.010.181S Sterile Bohrer zur Extraktion von defekten PFNA-Klingen****Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01		<b>Tray 01</b>				
1	309.004S	Hartmetallbohrer Ø 4.0 mm für Instrumentenstahl und Titan, steril		2	ST	B01T01
2	309.006S	Hartmetallbohrer Ø 6.0 mm für Instrumentenstahl und Titan, steril		2	ST	B01T01
3	309.504S	HSS-Spiralbohrer Ø 3.5 mm für Implantatstahl, steril		2	ST	B01T01
4	309.506S	HSS-Spiralbohrer Ø 4.8 mm für Implantatstahl, steril		2	ST	B01T01

Depuy Synthes GmbH  
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8  
D-79224 Umkirch

www.depuySynthes.com



## L01.010.181S

## Sterile Bohrer zur Extraktion von defekten PFNA-Klingen

B01T01



\*\*\*End of document\*\*\*