

L01.025.004S

**ASLS - Angular Stable Locking System
-Sterilimplantate-**

Box01/02


Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/02		Tray 01			
1	04.025.416S	Schraube ASLS4, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
2	04.025.418S	Schraube ASLS4, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
3	04.025.420S	Schraube ASLS4, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
4	04.025.422S	Schraube ASLS4, Länge 32 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
5	04.025.424S	Schraube ASLS4, Länge 34 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
6	04.025.426S	Schraube ASLS4, Länge 36 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
7	04.025.428S	Schraube ASLS4, Länge 38 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
8	04.025.430S	Schraube ASLS4, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
9	04.025.432S	Schraube ASLS4, Länge 42 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
10	04.025.434S	Schraube ASLS4, Länge 44 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
11	04.025.436S	Schraube ASLS4, Länge 46 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
12	04.025.438S	Schraube ASLS4, Länge 48 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
13	04.025.440S	Schraube ASLS4, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
14	04.025.442S	Schraube ASLS4, Länge 52 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
15	04.025.444S	Schraube ASLS4, Länge 54 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T01
16	04.025.446S	Schraube ASLS4, Länge 56 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	1	ST	B01T01
Box01/02		Tray 02			
17	04.025.446S	Schraube ASLS4, Länge 56 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	1	ST	B01T02
18	04.025.448S	Schraube ASLS4, Länge 58 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T02
19	04.025.450S	Schraube ASLS4, Länge 60 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	2	ST	B01T02
20	04.025.452S	Schraube ASLS4, Länge 62 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	1	ST	B01T02
21	04.025.454S	Schraube ASLS4, Länge 64 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	1	ST	B01T02
22	04.025.456S	Schraube ASLS4, Länge 66 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	1	ST	B01T02
23	04.025.458S	Schraube ASLS4, Länge 68 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	1	ST	B01T02
24	04.025.460S	Schraube ASLS4, Länge 70 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.032S, steril	1	ST	B01T02
25	04.025.520S	Schraube ASLS5, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril	2	ST	B01T02
26	04.025.522S	Schraube ASLS5, Länge 32 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril	2	ST	B01T02
27	04.025.524S	Schraube ASLS5, Länge 34 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril	2	ST	B01T02
28	04.025.526S	Schraube ASLS5, Länge 36 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril	2	ST	B01T02




**L01.025.004S ASLS - Angular Stable Locking System
-Sterilimplantate-**

29	04.025.528S	Schraube ASLS5, Länge 38 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		2	ST	B01T02
30	04.025.530S	Schraube ASLS5, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		2	ST	B01T02
31	04.025.532S	Schraube ASLS5, Länge 42 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		2	ST	B01T02
32	04.025.534S	Schraube ASLS5, Länge 44 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		2	ST	B01T02
33	04.025.536S	Schraube ASLS5, Länge 46 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		2	ST	B01T02
34	04.025.538S	Schraube ASLS5, Länge 48 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		2	ST	B01T02
35	04.025.540S	Schraube ASLS5, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		1	ST	B01T02

Box01/02 Tray 03

36	04.025.540S	Schraube ASLS5, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		1	ST	B01T03
37	04.025.542S	Schraube ASLS5, Länge 52 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		2	ST	B01T03
38	04.025.544S	Schraube ASLS5, Länge 54 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		2	ST	B01T03
39	04.025.546S	Schraube ASLS5, Länge 56 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		2	ST	B01T03
40	04.025.548S	Schraube ASLS5, Länge 58 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		2	ST	B01T03
41	04.025.550S	Schraube ASLS5, Länge 60 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		2	ST	B01T03
42	04.025.552S	Schraube ASLS5, Länge 62 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		1	ST	B01T03
43	04.025.554S	Schraube ASLS5, Länge 64 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		1	ST	B01T03
44	04.025.556S	Schraube ASLS5, Länge 66 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		1	ST	B01T03
45	04.025.558S	Schraube ASLS5, Länge 68 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril		1	ST	B01T03
46	04.025.560S	Schraube ASLS5, Länge 70 mm, Titanlegierung (TAN), Verwendung nur mit Nr. 08.025.044S, steril	1	ST	B01T03	

Box02/02

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box02/02 Tray 01						
47	08.025.032.01S	Hülse ASLS4, resorbierbar, steril		5	ST	B02T01
48	08.025.044.01S	Hülse ASLS5, resorbierbar, steril		5	ST	B02T01

Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

www.depuyorthosynthes.com




L01.025.004S ASLS - Angular Stable Locking System -Sterilimplantate-

B01T01



B01T02



Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch

www.depuyorthosynthes.com



L01.025.004S ASLS - Angular Stable Locking System -Sterilimplantate-

B01T03



B02T01



End of document