





















L01.108.041**LCP-Pädiatrie-Hüftplatten 2.7****Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01						
Module 01						
1	03.108.033	Zielblock für Schrauben Ø 2.7 mm, für LCP-Pädiatrie-Hüftplatten 2.7		1	ST	B01M01
2	03.108.034	Positionierhilfe für Zielblock, für LCP-Pädiatrie-Hüftplatten 2.7		1	ST	B01M01
3	03.108.036	LCP-Bohrbüchse 2.7, für Spiralbohrer Ø 2.0 mm, für LCP-Pädiatrie-Hüftplatten 2.7		2	ST	B01M01
4	03.108.037	Messstab für Kirschnerdrähte Ø 2.0 mm, Länge 150 mm, für LCP-Pädiatrie-Hüftplatten 2.7		1	ST	B01M01
5	03.108.039	Positionierhilfe für Osteotomie, für LCP-Pädiatrie-Hüftplatten 2.7		1	ST	B01M01
6	03.503.036	Tiefenmessgerät für MatrixMANDIBLE, Messbereich von 6 bis 40 mm		1	ST	B01M01
7	292.200.01	Kirschnerdraht Ø 2.0 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl		5	ST	B01M01
8	292.650	Führungsdraht Ø 2.0 mm mit Gewinde- und Vierkantspitze, Länge 230 mm, Stahl		5	ST	B01M01
9	310.534	Spiralbohrer Ø 2.0 mm, mit Markierung, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01M01
10	311.430	Handstück mit Schnellkupplung, Länge 110 mm		1	ST	B01M01
11	313.300	Kombi-Haltehülse für Kortikalisschrauben Stardrive® Ø 2.4/2.7 mm, T8, für Schraubenzieherschäfte Ø 3.5 mm		1	ST	B01M01
12	313.302	Schraubenzieher Stardrive®, T8, zylindrisch, mit Nut, Schaft Ø 3.5 mm		1	ST	B01M01
13	314.453	Schraubenziehereinsatz Stardrive® 2.4, kurz, selbsthaltend, für Schnellkupplung		1	ST	B01M01
14	323.260	Universalbohrbüchse 2.7		1	ST	B01M01
15	511.776	Drehmomentbegrenzer, 0.8 Nm, mit AO/ASIF-Schnellkupplung		1	ST	B01M01
16	68.108.041	Modularer Einsatz für Instrumente zu LCP-Pädiatrieplatten 2.7, Grösse 1/2, ohne Inhalt, Vario Case™ System		1	ST	B01M01
17	684.060	Deckel für modularen Einsatz, Grösse 1/2		1	ST	B01M01

L01.108.041**LCP-Pädiatrie-Hüftplatten 2.7**


Box01/01

Module 02

18	02.108.300	LCP-Pädiatrie-Hüftplatte 2.7, 100°, Proximale Breite 12 mm, Distale Breite 8 mm, Länge 46 mm		2	ST	B01M02
19	02.108.301	LCP-Pädiatrie-Hüftplatte 2.7, 110°, Proximale Breite 12 mm, Distale Breite 8 mm, Länge 46 mm		2	ST	B01M02
20	02.108.303	LCP-Pädiatrie-Hüftplatte 2.7, 130°, Proximale Breite 12 mm, Distale Breite 8 mm, Länge 46 mm		2	ST	B01M02
21	68.108.032	Modularer Einsatz für LCP Pädiatrieplatten 2.7, Grösse 1/2, ohne Inhalt, Vario Case™ System		1	ST	B01M02
22	684.060	Deckel für modularen Einsatz, Grösse 1/2		1	ST	B01M02

Box01/01

Screw rack 01

23	202.206	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 6 mm, Stahl		2	ST	B01S01
24	202.208	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 8 mm, Stahl		2	ST	B01S01
25	202.210	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 10 mm, Stahl		2	ST	B01S01
26	202.212	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 12 mm, Stahl		2	ST	B01S01
27	202.214	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 14 mm, Stahl		2	ST	B01S01
28	202.216	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 16 mm, Stahl		2	ST	B01S01
29	202.218	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 18 mm, Stahl		2	ST	B01S01
30	202.220	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 20 mm, Stahl		2	ST	B01S01
31	202.222	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 22 mm, Stahl		2	ST	B01S01
32	202.224	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 24 mm, Stahl		2	ST	B01S01
33	202.226	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 26 mm, Stahl		2	ST	B01S01
34	202.228	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 28 mm, Stahl		2	ST	B01S01
35	202.230	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 30 mm, Stahl		2	ST	B01S01
36	202.232	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 32 mm, Stahl		2	ST	B01S01
37	202.234	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 34 mm, Stahl		2	ST	B01S01
38	202.236	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 36 mm, Stahl		2	ST	B01S01
39	202.238	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 38 mm, Stahl		2	ST	B01S01
40	202.240	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 40 mm, Stahl		2	ST	B01S01

L01.108.041**LCP-Pädiatrie-Hüftplatten 2.7**


41	202.242	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 42 mm, Stahl	2	ST	B01S01
42	202.244	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 44 mm, Stahl	2	ST	B01S01
43	202.246	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 46 mm, Stahl	2	ST	B01S01
44	202.248	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 48 mm, Stahl	2	ST	B01S01
45	202.250	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), selbstschneidend, Länge 50 mm, Stahl	2	ST	B01S01
46	682.735	Rechen für Verriegelungsschrauben Ø 2.7 mm (Kopf LCP 2.4), zu Einsatz Nr. 682.733	1	ST	B01S01



Box01/01

Tray 01

48	689.509	Vario Case™, Rahmen, Grösse 1/1, Höhe 67 mm	1	ST	B01T01
47	689.507	Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™	1	ST	B01T01



Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch


www.depuyorthosynthes.com




L01.108.041

LCP-Pädiatrie-Hüftplatten 2.7

B01M01



B01M02



Depuy Synthes GmbH
OrthoKit® Rental Service

Im Brunnenfeld 8
D-79224 Umkirch


www.depuySynthes.com



L01.108.041

LCP-Pädiatrie-Hüftplatten 2.7

B01S01



End of document