






L01.602.800**VEPTR I Implantate ø 70 mm****Box01/01**

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/01		Tray 01			
1	497.085	Kaudale Rippenhalterung, Radius 70 mm, Grösse 4, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
2	497.086	Kaudale Rippenhalterung, Radius 70 mm, Grösse 5, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
3	497.087	Kaudale Rippenhalterung, Radius 70 mm, Grösse 6, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
4	497.088	Kaudale Rippenhalterung, Radius 70 mm, Grösse 7, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
5	497.089	Kaudale Rippenhalterung, Radius 70 mm, Grösse 8, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
6	497.091	Kaudale Rippenhalterung, rechts abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 4, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
7	497.092	Kaudale Rippenhalterung, rechts abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 5, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
8	497.093	Kaudale Rippenhalterung, rechts abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 6, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
9	497.094	Kaudale Rippenhalterung, rechts abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 7, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
10	497.095	Kaudale Rippenhalterung, rechts abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 8, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
11	497.096	Kaudale Rippenhalterung, links abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 4, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
12	497.097	Kaudale Rippenhalterung, links abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 5, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
13	497.098	Kaudale Rippenhalterung, links abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 6, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
14	497.099	Kaudale Rippenhalterung, links abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 7, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
15	497.100	Kaudale Rippenhalterung, links abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 8, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
16	497.241	Kaudale Rippenhalterung, Radius 70 mm, Grösse 9, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
17	497.242	Kaudale Rippenhalterung, Radius 70 mm, Grösse 10, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
18	497.243	Kaudale Rippenhalterung, Radius 70 mm, Grösse 11, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
19	497.244	Kaudale Rippenhalterung, rechts abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 9, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
20	497.245	Kaudale Rippenhalterung, rechts abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 10, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
21	497.246	Kaudale Rippenhalterung, rechts abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 11, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
22	497.247	Kaudale Rippenhalterung, links abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 9, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
23	497.248	Kaudale Rippenhalterung, links abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 10, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01
24	497.249	Kaudale Rippenhalterung, links abgewinkelt, Radius 70 mm, Grösse 11, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T01

L01.602.800


VEPTR I Implantate ø 70 mm

25	690.069	Graphic Case für VEPTR-Implantate (Radius 70 mm), mit Deckel, ohne Inhalt		1	ST	B01T01
	690.069.11	Deckel zu Graphic Case 690.069		1	ST	B01T01
Box01/01	Tray 02					
26	497.061	Kraniale Rippenhalterung, Radius 70 mm, Titanlegierung (TAN), golden		4	ST	B01T02
27	497.115	Verlängerungsschiene, Radius 70 mm, Grösse 4, Titanlegierung (TAN), golden		1	ST	B01T02
28	497.116	Verlängerungsschiene, Radius 70 mm, Grösse 5, Titanlegierung (TAN), golden		1	ST	B01T02
29	497.117	Verlängerungsschiene, Radius 70 mm, Grösse 6, Titanlegierung (TAN), golden		1	ST	B01T02
30	497.118	Verlängerungsschiene, Radius 70 mm, Grösse 7, Titanlegierung (TAN), golden		1	ST	B01T02
31	497.119	Verlängerungsschiene, Radius 70 mm, Grösse 8, Titanlegierung (TAN), golden		1	ST	B01T02
32	497.120	Verlängerungsschiene, Radius 70 mm, Grösse 9, Titanlegierung (TAN), golden		1	ST	B01T02
33	497.121	Verlängerungsschiene, Radius 70 mm, Grösse 10, Titanlegierung (TAN), golden		1	ST	B01T02
34	497.122	Verlängerungsschiene, Radius 70 mm, Grösse 11, Titanlegierung (TAN), golden	1	ST	B01T02	
	690.069.30	Einsatz Nr. 1 zu Graphic Case 690.069		1	ST	B01T02
	690.069.40	Modul Nr. 1 zu Graphic Case 690.069		1	ST	B01T02
	690.069.43	Deckel zu Modul 690.069.40		1	ST	B01T02

L01.602.800

VEPTR I Implantate ø 70 mm

B01T01



B01T02



*****End of document*****