




















L107.960 Grosser Fixateur externe in Vario Case

Box01/01





Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/01 Module 01					
1	390.008	Backe, aufsteckbar, selbthaltend	10	ST	B01M01
					
2	68.301.011	Modul für Backen, für Grossen Fixateur externe, zu Nr. 68.301.000	1	ST	B01M01
					
Box01/01 Module 02					
3	294.540	Schanzsche Schraube Ø 5.0 mm, Länge 150/50 mm, Stahl	6	ST	B01M02
4	294.550	Schanzsche Schraube Ø 5.0 mm, Länge 175/50 mm, Stahl	6	ST	B01M02
5	294.560	Schanzsche Schraube Ø 5.0 mm, Länge 200/50 mm, Stahl	6	ST	B01M02
6	310.370	Spiralbohrer Ø 3.5 mm, Länge 195/170 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung	2	ST	B01M02
7	393.910	Verbindungsstab Ø 5.0 mm, Länge 150 mm, Stahl	2	ST	B01M02
8	686.107	Einsatz für Schanzsche Schrauben Ø 5.0 mm, ohne Deckel, ohne Inhalt	1	ST	B01M02
9	686.109	Deckel, zu Nr. 686.107	1	ST	B01M02
			 		
Box01/01 Tray 01					
10	390.002	Multi-Pin-Backe, 6 Positionen, gross	4	ST	B01T01
					
11	390.007	Stab-zu-Stab-Backe	4	ST	B01T01
					
12	393.710	Universalgelenk mit schwenkbaren Backen	1	ST	B01T01
					
13	293.520	Steinmann-Nagel Ø 5.0 mm mit Dreikantspitze, Länge 200 mm, Stahl	2	ST	B01T01

L107.960 Grosser Fixateur externe in Vario Case






14	293.530	Steinmann-Nagel Ø 5.0 mm mit Dreikantspitze, Länge 250 mm, Stahl		2	ST	B01T01
15	293.540	Steinmann-Nagel Ø 5.0 mm mit Dreikantspitze, Länge 300 mm, Stahl		2	ST	B01T01
16	293.690	Steinmann-Nagel Ø 5.0 mm mit mittlerem Gewinde, Länge 175 mm, Stahl		2	ST	B01T01
17	293.740	Steinmann-Nagel Ø 5.0 mm mit mittlerem Gewinde, Länge 200 mm, Stahl		2	ST	B01T01
18	68.301.000	Vario Case™ für Grossen Fixateur externe, ohne Deckel, ohne Inhalt		1	ST	B01T01
19	689.507	Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™		1	ST	B01T01
Box01/01	Tray 02					
20	321.160	Ringgabelschlüssel Ø 11.0 mm		1	ST	B01T02
21	355.140	Steckschlüssel Ø 11.0 mm, durchbohrt		1	ST	B01T02
22	393.100	Universalbohrfutter mit T-Griff		1	ST	B01T02
23	393.103	Adapter für Seldrill™ Schanzsche Schraube		2	ST	B01T02
24	395.911	Handgriff für Bohrbüchse		1	ST	B01T02
25	395.921	Bohrbüchse 6.0/5.0, kurz, mit Gewinde		1	ST	B01T02
26	395.923	Bohrbüchse 6.0/5.0, lang, mit Gewinde		1	ST	B01T02
27	395.912	Bohrbüchse 5.0/3.5, kurz		1	ST	B01T02
28	395.913	Bohrbüchse 5.0/3.5, lang		1	ST	B01T02

L107.960

Grosser Fixateur externe in Vario Case

29	394.055	Stab mit Scharniergelenk für Fixateur externe		1	ST	B01T02
30	394.181	Trokar Ø 3.5 mm, kurz		1	ST	B01T02
31	394.182	Trokar Ø 3.5 mm, lang		1	ST	B01T02
68.301.012	Einsatz 1/1 Nr. 1 zu Vario Case 68.301.000		1	ST	B01T02	

L107.960 Grosser Fixateur externe in Vario Case

Box01/01	Tray 03					
32	393.500	Stahlrohr Ø 11.0 mm, Länge 100 mm		2	ST	B01T03
33	393.520	Stahlrohr Ø 11.0 mm, Länge 150 mm		2	ST	B01T03
34	393.530	Stahlrohr Ø 11.0 mm, Länge 200 mm		2	ST	B01T03
35	393.540	Stahlrohr Ø 11.0 mm, Länge 250 mm		2	ST	B01T03
36	393.550	Stahlrohr Ø 11.0 mm, Länge 300 mm		2	ST	B01T03
37	393.560	Stahlrohr Ø 11.0 mm, Länge 350 mm		2	ST	B01T03
38	393.570	Stahlrohr Ø 11.0 mm, Länge 400 mm		2	ST	B01T03
39	393.760	Druckspanner, offen			2	ST
40	394.800	Kohlefaserstab Ø 11.0 mm, Länge 100 mm		2	ST	B01T03
41	394.820	Kohlefaserstab Ø 11.0 mm, Länge 150 mm		2	ST	B01T03
42	394.830	Kohlefaserstab Ø 11.0 mm, Länge 200 mm		2	ST	B01T03
43	394.840	Kohlefaserstab Ø 11.0 mm, Länge 250 mm		2	ST	B01T03
44	394.850	Kohlefaserstab Ø 11.0 mm, Länge 300 mm		2	ST	B01T03
45	394.860	Kohlefaserstab Ø 11.0 mm, Länge 350 mm		2	ST	B01T03
46	394.870	Kohlefaserstab Ø 11.0 mm, Länge 400 mm		2	ST	B01T03
47	394.970.10	Abschlusskappe f/Stäbe+Rohre (10 ST/1 Pk.)		1	PAK	B01T03
68.301.013	Einsatz 1/1 Nr. 2 zu Vario Case 68.301.000			1	ST	B01T03

L107.960

Grosser Fixateur externe in Vario Case


B01M01



B01M02




B01T01




L107.960

Grosser Fixateur externe in Vario Case

B01T02



B01T03



End of document