

L182.300



LCP Distale Radiusplatten 2.4, Titan

Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/01 Module 01					
1	442.477	LCP Dorsale Distale Radius T-Platte 2.4, Schaft 3 Löcher, Kopf 3 Löcher, Länge 40 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
2	442.478	LCP Dorsale Distale Radius T-Platte 2.4, Schaft 4 Löcher, Kopf 3 Löcher, Länge 49 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
3	442.479	LCP Dorsale Distale Radiusplatte 2.4, gerade, 5 Löcher, Länge 48 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
4	442.490	LCP Dorsale Distale Radiusplatte 2.4, gerade, 6 Löcher, Länge 57 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
5	442.500	LCP Dorsale Distale Radius L-Platte 2.4, links abgewinkelt, Schaft 3 Löcher, Kopf 2 Löcher, Länge 40 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
6	442.501	LCP Dorsale Distale Radius L-Platte 2.4, links abgewinkelt, Schaft 4 Löcher, Kopf 2 Löcher, Länge 49 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
7	442.502	LCP Dorsale Distale Radius L-Platte 2.4, rechts abgewinkelt, Schaft 3 Löcher, Kopf 2 Löcher, Länge 40 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
8	442.503	LCP Dorsale Distale Radius L-Platte 2.4, rechts abgewinkelt, Schaft 4 Löcher, Kopf 2 Löcher, Länge 49 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
9	442.504	LCP Dorsale Distale Radius L-Platte 2.4, rechts abgewinkelt, Schaft 3 Löcher, Kopf 3 Löcher, Länge 40 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
10	442.505	LCP Dorsale Distale Radius L-Platte 2.4, rechts abgewinkelt, Schaft 4 Löcher, Kopf 3 Löcher, Länge 49 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
11	442.506	LCP Dorsale Distale Radius L-Platte 2.4, links abgewinkelt, Schaft 3 Löcher, Kopf 3 Löcher, Länge 40 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
12	442.507	LCP Dorsale Distale Radius L-Platte 2.4, links abgewinkelt, Schaft 4 Löcher, Kopf 3 Löcher, Länge 49 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
13	442.508	LCP Dorsale Distale Radius L-Platte 2.4, schräg, rechts abgewinkelt, 3+3 Löcher, Länge 43 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
14	442.509	LCP Dorsale Distale Radius L-Platte 2.4, schräg, rechts abgewinkelt, 4+3 Löcher, Länge 52 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
15	442.511	LCP Dorsale Distale Radius L-Platte 2.4, schräg, links abgewinkelt, 3+3 Löcher, Länge 43 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
16	442.512	LCP Dorsale Distale Radius L-Platte 2.4, schräg, links abgewinkelt, 4+3 Löcher, Länge 52 mm, Reintitan	1	ST	B01M01
17	292.120.01	Kirschnerdraht Ø 1.25 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl	10	ST	B01M01
18	682.307	Modul für LCP Dorsale Distale Radiusplatten 2.4, ohne Deckel, ohne Inhalt	1	ST	B01M01
682.308	Deckel zu 682.307		1	ST	B01M01

L182.300 LCP Distale Radiusplatten 2.4, Titan

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/01 Module 02					
19	441.145	LCP Volare Distale Radiusplatte 2.4, extraartikulär, extralang, Schaft 8 Löcher, Kopf 4 Löcher, Länge 100 mm, Reintitan	1	ST	B01M02
20	441.146	LCP Volare Distale Radiusplatte 2.4, extraartikulär, extralang, Schaft 10 Löcher, Kopf 4 Löcher, Länge 120 mm, Reintitan	1	ST	B01M02
21	441.147	LCP Volare Distale Radiusplatte 2.4, extraartikulär, extralang, Schaft 12 Löcher, Kopf 4 Löcher, Länge 140 mm, Reintitan	1	ST	B01M02
22	442.491	LCP Volare Distale Radiusplatte 2.4, juxtaartikulär, links, Schaft 3 Löcher, Kopf 5 Löcher, Länge 45 mm, Reintitan	1	ST	B01M02
23	442.492	LCP Volare Distale Radiusplatte 2.4, juxtaartikulär, links, Schaft 5 Löcher, Kopf 5 Löcher, Länge 61 mm, Reintitan	1	ST	B01M02
24	442.493	LCP Volare Distale Radiusplatte 2.4, juxtaartikulär, rechts, Schaft 3 Löcher, Kopf 5 Löcher, Länge 45 mm, Reintitan	1	ST	B01M02
25	442.494	LCP Volare Distale Radiusplatte 2.4, juxtaartikulär, rechts, Schaft 5 Löcher, Kopf 5 Löcher, Länge 61 mm, Reintitan	1	ST	B01M02
26	442.495	LCP Volare Distale Radius Abstützplatte 2.4, juxtaartikulär, rechts, 3+5 Löcher, Länge 52 mm, Reintitan	1	ST	B01M02
27	442.497	LCP Volare Distale Radius Abstützplatte 2.4, juxtaartikulär, links, 3+5 Löcher, Länge 52 mm, Reintitan	1	ST	B01M02
28	682.311	Modul für LCP Volare Distale Radiusplatten 2.4, ohne Deckel, ohne Inhalt	1	ST	B01M02
29	682.312	Deckel, zu Nr. 682.311	1	ST	B01M02
Box01/01 Module 03					
30	401.756	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 6 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
31	401.758	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 8 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
32	401.760	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
33	401.762	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
34	401.764	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
35	401.766	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
36	401.768	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
37	401.770	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
38	401.772	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 22 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
39	401.774	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
40	401.776	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03



L182.300 LCP Distale Radiusplatten 2.4, Titan

41	401.778	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
42	401.780	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
43	402.870	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
44	402.872	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
45	402.874	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
46	402.876	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
47	402.878	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
48	402.880	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
49	402.882	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 22 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
50	402.884	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
51	402.886	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
52	402.888	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
53	402.890	Kortikalisschraube Stardrive® Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01M03
54	412.806	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 6 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
55	412.807	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 7 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
56	412.808	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 8 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
57	412.809	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 9 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
58	412.810	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
59	412.811	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 11 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
60	412.812	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
61	412.813	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 13 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
62	412.814	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
63	412.816	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
64	412.818	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
65	412.820	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
66	412.822	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 22 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
67	412.824	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
68	412.826	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 26 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
69	412.828	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03
70	412.830	Verriegelungsschraube Stardrive® Ø 2.4 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)	5	ST	B01M03



L182.300


LCP Distale Radiusplatten 2.4, Titan

71	68.111.434	Schraubenrechen, Grösse 1/1, für winkelstabiles, distales Radiussystem 2.4, mit Deckel, mit Rahmen, Grösse 1/4		1	ST	B01M03
72	68.111.436	Ersatzdeckel für Schraubenrechenmodul Nr. 68.111.435		1	ST	B01M03
Pos.	Mat.Nr	Description		Qty	Unit	Location
Box01/01		Tray 01				
73	03.110.005	Handstück für Drehmomentbegrenzer 0.4/0.8/1.2 Nm		1	ST	B01T01
74	310.260	Spiralbohrer Ø 2.7 mm, Länge 100/75 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
75	310.509	Spiralbohrer Ø 1.8 mm, mit Markierung, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
76	310.530	Spiralbohrer Ø 2.4 mm, Länge 100/75 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
77	310.534	Spiralbohrer Ø 2.0 mm, mit Markierung, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		2	ST	B01T01
78	311.430	Handstück mit Schnellkupplung, Länge 110 mm		1	ST	B01T01
79	314.453	Schraubenziehereinsatz Stardrive® 2.4, kurz, selbsthaltend, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
80	314.467	Schraubenziehereinsatz, Stardrive®, T8, selbsthaltend		1	ST	B01T01
81	314.468	Haltehülse für Schrauben Stardrive® Ø 2.4 mm, T8, für Schraubenzieherschäfte Ø 3.5 mm, zu Nr. 314.467		1	ST	B01T01
82	319.005	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 2.0 und 2.4 mm, Messbereich bis 40 mm		1	ST	B01T01
83	319.010	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 2.7 bis 4.0 mm, Messbereich bis 60 mm		1	ST	B01T01
84	323.029	LCP-Bohrbüchse 2.4, mit Skala bis 30 mm, für Spiralbohrer Ø 1.8 mm		2	ST	B01T01
85	323.202	Universalbohrbüchse 2.4		1	ST	B01T01
86	323.260	Universalbohrbüchse 2.7		1	ST	B01T01
87	511.776	Drehmomentbegrenzer, 0.8 Nm, mit AO/ASIF-Schnellkupplung		1	ST	B01T01
88	68.111.428	Einsatz für Grundinstrumentarium für Modulares LCP Distales Radiussystem 2.4, ohne Deckel		1	ST	B01T01

L182.300


LCP Distale Radiusplatten 2.4, Titan

682.305 Einsatz für Zusatzinstrumente für LCP Distale Radiusplatten 2.4



1 ST B01T01

89 689.510 Vario Case



1 ST B01T01

90 689.507 Deckel zu Einsatz 68.111.428




1 ST B01T01


L182.300

LCP Distale Radiusplatten 2.4, Titan

B01M01



B01M02




L182.300

LCP Distale Radiusplatten 2.4, Titan

B01M03



B01T01



End of document