


**L182.699**

**Instrumentarium für Kalkaneus-Verrieg.-Platte  
und für LCP Dist. Tibiaplatte in Vario Case™**

**Box01/02**

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
<b>Box01/02</b>					
<b>Screw rack 01</b>					
1	402.820	Kortikalisschraube Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
2	402.824	Kortikalisschraube Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
3	402.828	Kortikalisschraube Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
4	402.830	Kortikalisschraube Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
5	402.832	Kortikalisschraube Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 32 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
6	402.834	Kortikalisschraube Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 34 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
7	402.838	Kortikalisschraube Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 38 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
8	402.840	Kortikalisschraube Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 40 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
9	402.845	Kortikalisschraube Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 45 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
10	402.850	Kortikalisschraube Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 50 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
11	402.855	Kortikalisschraube Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 55 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
12	402.860	Kortikalisschraube Ø 2.7 mm, selbstschneidend, Länge 60 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
13	402.920	Verriegelungsschraube Ø 2.7 mm (Kopf LCP 3.5), selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
14	402.924	Verriegelungsschraube Ø 2.7 mm (Kopf LCP 3.5), selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
15	402.928	Verriegelungsschraube Ø 2.7 mm (Kopf LCP 3.5), selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
16	402.930	Verriegelungsschraube Ø 2.7 mm (Kopf LCP 3.5), selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
17	402.932	Verriegelungsschraube Ø 2.7 mm (Kopf LCP 3.5), selbstschneidend, Länge 32 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
18	402.935	Verriegelungsschraube Ø 2.7 mm (Kopf LCP 3.5), selbstschneidend, Länge 35 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
19	402.938	Verriegelungsschraube Ø 2.7 mm (Kopf LCP 3.5), selbstschneidend, Länge 38 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
20	402.940	Verriegelungsschraube Ø 2.7 mm (Kopf LCP 3.5), selbstschneidend, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
21	402.945	Verriegelungsschraube Ø 2.7 mm (Kopf LCP 3.5), selbstschneidend, Länge 45 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
22	402.950	Verriegelungsschraube Ø 2.7 mm (Kopf LCP 3.5), selbstschneidend, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
23	402.955	Verriegelungsschraube Ø 2.7 mm (Kopf LCP 3.5), selbstschneidend, Länge 55 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
24	402.960	Verriegelungsschraube Ø 2.7 mm (Kopf LCP 3.5), selbstschneidend, Länge 60 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01



**L182.699**



**Instrumentarium für Kalkaneus-Verrieg.-Platte  
und für LCP Dist. Tibiaplatte in Vario Case™**

25	404.810	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
26	404.812	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
27	404.814	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
28	404.816	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
29	404.818	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
30	404.820	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
31	404.824	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
32	404.828	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
33	404.830	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
34	404.832	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 32 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
35	404.834	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 34 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
36	404.838	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 38 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
37	404.840	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 40 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
38	404.845	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 45 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
39	404.850	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 50 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
40	404.855	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 55 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
41	404.860	Kortikalisschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 60 mm, Reintitan	2	ST	B01S01
42	413.010	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 10 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
43	413.012	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 12 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
44	413.014	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 14 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
45	413.016	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 16 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
46	413.018	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 18 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
47	413.020	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 20 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
48	413.024	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 24 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
49	413.028	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 28 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
50	413.030	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 30 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01
51	413.032	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 32 mm, Titanlegierung (TAN)	3	ST	B01S01


















**L182.699**

**Instrumentarium für Kalkaneus-Verrieg.-Platte  
und für LCP Dist. Tibiaplatte in Vario Case™**

52	413.035	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 35 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
53	413.038	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 38 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
54	413.040	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 40 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
55	413.045	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 45 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
56	413.050	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 50 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
57	413.055	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 55 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
58	413.060	Verriegelungsschraube Ø 3.5 mm, selbstschneidend, Länge 60 mm, Titanlegierung (TAN)		3	ST	B01S01
59	682.623	Schraubenrechen für LCP-Schrauben Ø 2.7 und Ø 3.5 mm		1	ST	B01S01










Box01/02

**Tray 01**

60	292.160.01	Kirschnerdraht Ø 1.6 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl		10	ST	B01T01
61	292.200.01	Kirschnerdraht Ø 2.0 mm mit Dreikantspitze, Länge 150 mm, Stahl		10	ST	B01T01
62	310.190	Spiralbohrer Ø 2.0 mm, Länge 100/75 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
63	310.250	Spiralbohrer Ø 2.5 mm, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
64	310.260	Spiralbohrer Ø 2.7 mm, Länge 100/75 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
65	310.284	LCP-Spiralbohrer Ø 2.8 mm mit Anschlag, Länge 165 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
66	310.350	Spiralbohrer Ø 3.5 mm, Länge 110/85 mm, 2-lippig, für Schnellkupplung		1	ST	B01T01
67	312.922	LCP-Bohrbüchse 2.7, für Spiralbohrer Ø 2.0 mm		1	ST	B01T01
68	314.020	Sechskantschraubenzieher, klein, mit Haltehülse		1	ST	B01T01
69	314.030	Sechskantschraubenzieher-Einsatz, klein, Ø 2.5 mm		1	ST	B01T01
70	319.010	Tiefenmessgerät für Schrauben Ø 2.7 bis 4.0 mm, Messbereich bis 60 mm		1	ST	B01T01
71	323.027	LCP-Bohrbüchse 3.5, für Spiralbohrer Ø 2.8 mm		2	ST	B01T01
72	323.260	Universalbohrbüchse 2.7		1	ST	B01T01
73	323.360	Universalbohrbüchse 3.5		1	ST	B01T01
75	329.916	Schränkstift für LCP-Platten 3.5, mit Gewinde		2	ST	B01T01
76	391.963	Universal-Biegezange, Länge 165 mm		2	ST	B01T01

**L182.699**

**Instrumentarium für Kalkaneus-Verrieg.-Platte  
und für LCP Dist. Tibiaplatte in Vario Case™**



77	397.705	Griff für Drehmomentbegrenzer Nrn. 511.770 und 511.771		1	ST	B01T01
78	511.770	Drehmomentbegrenzer, 1.5 Nm, für Compact™ Air Drive und Power Drive		1	ST	B01T01
79	682.694	Vario Case™ für Grundinstrumentarium für Distale Tibiaplatten und Kalkaneus-Verriegelungsplatten, ohne Deckel, ohne Inhalt		1	ST	B01T01
80	689.507	Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™		1	ST	B01T01
Box01/02	<b>Tray 02</b>					
91	329.151	Schneidezange mit Positionierstift Ø 3.0 mm		1	ST	B01T02
92	329.607	Biegeschablone für Kalkaneus-Verriegelungsplatten 3.5, klein, Länge 69 mm		1	ST	B01T02
93	329.608	Biegeschablone für Kalkaneus-Verriegelungsplatten 3.5, gross, Länge 76 mm		1	ST	B01T02
98	441.618	Kalkaneus-Verriegelungsplatte 3.5, rechts, extraklein, Länge 64 mm, Reintitan		1	ST	B01T02
99	441.619	Kalkaneus-Verriegelungsplatte 3.5, links, extraklein, Länge 64 mm, Reintitan		1	ST	B01T02
100	441.622	Kalkaneus-Verriegelungsplatte 3.5, rechts, klein, Länge 69 mm, Reintitan		1	ST	B01T02
101	441.623	Kalkaneus-Verriegelungsplatte 3.5, links, klein, Länge 69 mm, Reintitan		1	ST	B01T02
102	441.624	Kalkaneus-Verriegelungsplatte 3.5, rechts, gross, Länge 76 mm, Reintitan		1	ST	B01T02
103	441.625	Kalkaneus-Verriegelungsplatte 3.5, links, gross, Länge 76 mm, Reintitan		1	ST	B01T02
104	441.626	Kalkaneus-Verriegelungsplatte 3.5, rechts, extragross, Länge 81 mm, Reintitan		1	ST	B01T02
105	441.627	Kalkaneus-Verriegelungsplatte 3.5, links, extragross, Länge 81 mm, Reintitan		1	ST	B01T02
106	682.698	Einsatz, Grösse 1/2, für Kalkaneus-Verriegelungsplatten		1	ST	B01T02

**L182.699**

**Instrumentarium für Kalkaneus-Verrieg.-Platte  
und für LCP Dist. Tibiaplatte in Vario Case™**

**Box02/02**

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box02/02		<b>Tray 01</b>			
107	04.112.510	LCP Mediale Distale Tibiaplatte 3.5, Low Bend, rechts, 4 Löcher, Länge 109 mm, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B02T01
108	04.112.511	LCP Mediale Distale Tibiaplatte 3.5, Low Bend, links, 4 Löcher, Länge 109 mm, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B02T01
109	04.112.514	LCP Mediale Distale Tibiaplatte 3.5, Low Bend, rechts, 6 Löcher, Länge 135 mm, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B02T01
110	04.112.515	LCP Mediale Distale Tibiaplatte 3.5, Low Bend, links, 6 Löcher, Länge 135 mm, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B02T01
111	04.112.518	LCP Mediale Distale Tibiaplatte 3.5, Low Bend, rechts, 8 Löcher, Länge 161 mm, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B02T01
112	04.112.519	LCP Mediale Distale Tibiaplatte 3.5, Low Bend, links, 8 Löcher, Länge 161 mm, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B02T01
113	04.112.522	LCP Mediale Distale Tibiaplatte 3.5, Low Bend, rechts, 10 Löcher, Länge 187 mm, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B02T01
114	04.112.523	LCP Mediale Distale Tibiaplatte 3.5, Low Bend, links, 10 Löcher, Länge 187 mm, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B02T01
115	04.112.526	LCP Mediale Distale Tibiaplatte 3.5, Low Bend, rechts, 12 Löcher, Länge 213 mm, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B02T01
116	04.112.527	LCP Mediale Distale Tibiaplatte 3.5, Low Bend, links, 12 Löcher, Länge 213 mm, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B02T01
117	04.112.530	LCP Mediale Distale Tibiaplatte 3.5, Low Bend, rechts, 124 Löcher, Länge 213 mm, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B02T01
118	04.112.531	LCP Mediale Distale Tibiaplatte 3.5, Low Bend, rechts, 124 Löcher, Länge 213 mm, Titanlegierung (TAN)	1	ST	B02T01
119	68.112.060	Modularer Einsatz für LCP Mediale Distale Tibiaplatten 3.5, Low Bend, Grösse 1/1, ohne Inhalt, Vario Case™ System	1	ST	B02T01
120	689.507	Stahldeckel, Grösse 1/1, für Vario Case™	1	ST	B02T01
121	689.508	Vario Case™, Rahmen, Grösse 1/1, Höhe 45 mm	1	ST	B02T01







**L182.699**

## Instrumentarium für Kalkaneus-Verrieg.-Platte und für LCP Dist. Tibiaplatte in Vario Case™

**B01S01**



**B01T01**






**L182.699**

## Instrumentarium für Kalkaneus-Verrieg.-Platte und für LCP Dist. Tibiaplatte in Vario Case™

**B01T02**



**B02T01**



\*\*\*End of document\*\*\*