














L189.060 SynReam - Intramedulläres Aufbohrsystem in Vario Case™
Box01/01

Pos.	Mat.Nr	Description	Qty	Unit	Location
Box01/01		Module 01			
1	352.050	Reponierkopf, gerade	1	ST	B01M01
2	352.055	Reponierkopf, abgewinkelt	1	ST	B01M01
3	352.085	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 8.5 mm	1	ST	B01M01
4	352.090	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 9.0 mm	1	ST	B01M01
5	352.095	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 9.5 mm	1	ST	B01M01
6	352.100	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 10.0 mm	1	ST	B01M01
7	352.105	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 10.5 mm	1	ST	B01M01
8	352.110	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 11.0 mm	1	ST	B01M01
9	352.115	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 11.5 mm	1	ST	B01M01
10	352.120	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 12.0 mm	1	ST	B01M01
11	352.125	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 12.5 mm	1	ST	B01M01
12	352.130	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 13.0 mm	1	ST	B01M01
13	352.135	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 13.5 mm	1	ST	B01M01
14	352.140	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 14.0 mm	1	ST	B01M01
15	352.145	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 14.5 mm	1	ST	B01M01
16	352.150	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 15.0 mm	1	ST	B01M01
17	352.155	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 15.5 mm	1	ST	B01M01
18	352.160	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 16.0 mm	1	ST	B01M01
19	352.165	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 16.5 mm	1	ST	B01M01
20	352.170	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 17.0 mm	1	ST	B01M01
21	352.175	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 17.5 mm	1	ST	B01M01
22	352.180	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 18.0 mm	1	ST	B01M01
23	352.185	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 18.5 mm	1	ST	B01M01
24	352.190	SynReam-Markraumbohrkopf Ø 19.0 mm	1	ST	B01M01



L189.060 SynReam - Intramedulläres Aufbohrsystem in Vario Case™

25	689.061	Modul für SynReam-Markraumbohrköpfe, Grösse 1/4, zu Vario Case™ Nr. 689.060		1	ST	B01M01
Box01/01 Tray 01						
26	351.060	Zentrierstift Ø 4.0 mm, Länge 400 mm, zu Nr. 351.240		1	ST	B01T01
27	351.150	T-Griff mit Schnellkupplung		1	ST	B01T01
28	351.240	Eröffnungsinstrument für UTN/CTN und für Universal-Marknagel, Ø 11.0 mm, Länge 350 mm		1	ST	B01T01
29	351.260	Gewebeschutzhülse, zu Nr. 351.240		1	ST	B01T01
30	351.920	Handmarkraumbohrer Ø 6.0 mm		1	ST	B01T01
31	351.930	Handmarkraumbohrer Ø 7.0 mm		1	ST	B01T01
32	351.940	Handmarkraumbohrer Ø 8.0 mm		1	ST	B01T01
33	352.040	SynReam-Flexible Welle		1	ST	B01T01
34	352.041	Reinigungsbürste Ø 3.6 mm, Länge 600 mm, für flexible Wellen		1	ST	B01T01
35	392.919	Sechskantschlüssel Ø 5.0 mm, lang, abgewinkelt		1	ST	B01T01
36	689.060	Vario Case™ für SynReam - Intramedulläres Aufbohrsystem, mit Deckel, Modul und 2 Einsätzen		1	ST	B01T01
37	689.063	Einsatz mit Abstreifvorrichtung für SynReam-Markraumbohrköpfe, zu Vario Case™ Nr. 689.060		1	ST	B01T01
38	689.530	Stahldeckel, extragross, für Vario Case™		1	ST	B01T01
Box01/01 Tray 02						
39	351.020	Pfriem, klein		1	ST	B01T02


L189.060 SynReam - Intramedulläres Aufbohrsystem in Vario Case™

40	351.050	Gewebeschutzblech		1	ST	B01T02
41	351.782	Haltezange für SynReam-Bohrdorn Ø 2.5 mm		1	ST	B01T02
42	689.064	Einsatz für SynReam-Instrumente, Grösse 1/1, zu Vario Case™ Nr. 689.060		1	ST	B01T02


L189.060

SynReam - Intramedulläres Aufbohrsystem in Vario Case™

B01M01



B01T01



B01T02



End of document